

Tabella 4: test di conferma e/o supplementari per anti-HIV I e 2, anti-HTLV I e II, anti-HCV, HBsAg

	Test di conferma per anti-HIV	Test di conferma per anti-HTLV	Test supplementare per HCV	Test di conferma per HBsAg	Criterio di accettazione	
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	200 HIV 1 e 100 HIV 2 Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione e rappresentiamo diversi modelli anticorpali	200 HTLV I e 100 HTLV II Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione e rappresentiamo diversi modelli anticorpali genotipi 1 - 4a; 15 campioni; genotipi 4 (non a), 5; 5 campioni; 6; se disponibili	300 HCV 15 panel di sierconversione/panel a basso titolo	300 HBsAg Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione 20 campioni ad alto titolo (> 50 ng HBsAg/ml); 20 campioni intorno al valore soglia	Corretta identificazione come positivo (o indeterminato), non negativi
	Panel di sierconversione	15 panel di sierconversione/panel a basso titolo		15 panel di sierconversione/panel a basso titolo		
Sensibilità analitica	Standard			Standard HBsAg (AdM, NIBSC, OMS)		
	Campioni negativi	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici, incluse donne in gravidanza 50 campioni potenzialmente interferenti, inclusi campioni con risultato indeterminato in altri test di conferma	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici, incluse donne in gravidanza 50 campioni potenzialmente interferenti, inclusi campioni con risultato indeterminato in altri test supplementari	200 donazioni di sangue 200 donazioni di sangue	20 campioni falso-positivi nel corrispondente test di screening (*)	Nessun risultato falso-positivo (*) nessuna neutralizzazione

(*) Per i criteri di accettazione nessuna neutralizzazione per test di conferma HBsAg.